

# HEMOCHRON®

## Whole Blood Coagulation Systems

<b>Protamine Dose Assay (PDAO)</b>
<b>Package Insert</b>
<b>English</b>

#### INTENDED USE

The HEMOCHRON® PDAO is designed for in vitro diagnostic protamine dose determination. The PDAO is intended for use in the verification of heparin neutralization at the completion of cardiovascular surgery. The kaolin-activated PDAO assay may also be used for patients receiving aprotinin. The HEMOCHRON PDAO should be used with established HEMOCHRON procedural guidelines with HEMOCHRON models 401, 801, 8000 and Response.

For in vitro Diagnostic Use

#### SUMMARY AND EXPLANATION

The amount of protamine sulfate required to neutralize heparin after cardiovascular surgery is commonly based on a ratio of protamine to the amount of heparin infused during the procedure<sup>1,2</sup> or based on protamine titration.<sup>1,3</sup> Accurate determination of protamine dose is advantageous in view of the known complications associated with excess or insufficient protamine.<sup>4,5</sup>

Because of the pharmacokinetics of protamine, it is important to quantify and administer the correct protamine dosage required to neutralize the residual, circulating heparin.<sup>6</sup> Too low a dose may result in heparin-related bleeding and may require an additional protamine infusion to fully reverse the heparin effect.<sup>6,7</sup> Too high a dose of protamine, a more common occurrence, may result in bleeding due to the anticoagulant properties of protamine when not bound to the heparin molecule.<sup>6,7</sup> Infusion of excess protamine may also result in severe hypotension, anaphylactic shock, pulmonary vasoconstriction, and cardiac decompensation.<sup>6,9</sup>

The purpose of protamine titration is to determine the exact protamine dosage required to completely neutralize circulating heparin in any given patient. Protamine neutralization of heparin in vitro results in normalization of the clotting time in a manner which correlates with the in vivo effects of the drug.<sup>1,3</sup>

#### Protamine Dose Assay-O

The PDAO provides a convenient method for protamine titration using the principles of in vitro dose-response heparin neutralization and verification of heparin neutralization.<sup>12</sup> Titration analysis performed using PDAO quantifies the milligrams of protamine per milliliter of patient blood necessary to neutralize the patient's residual heparin load and return the Activated Clotting Time (ACT) to the preheparinized baseline value.

The PDAO Test is available with either Celite® (diatomaceous earth) or kaolin activators. The Celite activated PDAO test is not intended for use with the protase inhibitor aprotinin (Trasylol®, Bayer Corporation), which may be administered to reduce post-operative bleeding especially during cardiopulmonary bypass surgery, and can prolong the Celite activated PDAO. Kaolin is unaffected by moderate doses of aprotinin. The kaolin-activated PDAO can be used as an alternative for protamine dose response evaluation in patients receiving aprotinin. The post-surgical patient should be monitored with the ACT and PDAO to determine the need to infuse additional protamine to compensate for latent heparin effect, which may possibly result in heparin rebound.<sup>15</sup>

The PDAO test is performed using HEMOCHRON whole blood coagulation models 401, 801, 8000 or Response. The PDAO contains the reagents required to perform an ACT test plus an appropriate amount of protamine sulfate to identify the presence of residual heparin and determine an appropriate dose (if any) for neutralization. In 1975, Bull et al<sup>1</sup> published the dose-response curve method, based on the ACT test,<sup>10</sup> to individualize heparin and protamine dosages. In 1983, Dutton et al<sup>2</sup> described a method of protamine titration using the HEMOCHRON 400 system. In this method, varying amounts of liquid protamine are added to samples of the patient's heparinized blood, and the ACT is determined for each sample. ACT results plotted against in vitro protamine concentration constitute a dose-response heparin neutralization curve. The exact protamine concentration required to normalize the ACT to its level prior to heparinization may be calculated from such a curve.

The PDAO uses patient whole blood in conjunction with a status ACT to construct an individualized protamine titration curve. The protamine dose is calculated based on these clotting times and the patient's blood volume.

This can be calculated automatically by the HEMOCHRON Response (software version 2.0 or higher) or 8000, or manually using the worksheet provided.

#### REAGENTS

The HEMOCHRON PDAO test tubes are intended for use with fresh whole blood. The test tubes contain a lyophilized preparation of protamine sulfate with added activator, stabilizers and buffers.

- PDAO contains protamine sulfate (0.01mg), diatomaceous earth, stabilizers and buffers.
- PDAOK contains protamine sulfate (0.01mg), kaolin, stabilizers and buffers.

#### STORAGE & STABILITY

The HEMOCHRON PDAO test tubes should be stored at controlled room temperature (15–30°C). The PDAO tubes are stable until the marked expiration date. Avoid prolonged exposure of the PDAO kits to temperatures exceeding 30°C.

#### SPECIMEN COLLECTION AND HANDLING

#### Materials Provided

- PDAO test tube (orange-top, Celite or kaolin-activated as appropriate).
- PDAO worksheet (for manual calculations, if required).

#### Materials Required

- HEMOCHRON Response, 8000, 801 or 401s.
- Non-siliconized, non-heparinized 5 mL syringes for blood collection.
- \*20 gauge or larger straight needle to transfer of the blood specimen into the test tube.
- ACT test tube, FTCA510 (black top) or FTX-ACT (gold top), as appropriate.

**CAUTION:** *Every precaution should be taken to use proper technique with syringes to avoid a mLidental needlestick.*

For blood collection, adhere to the appropriate technique (A or B):

A. In-dwelling venous or arterial blood line. (Do not obtain blood from a heparinized access line or indwelling heparin lock.)

- Discontinue fluids drip, if required.

- Using a two syringe technique, draw two 5 mL syringes and discard the first syringe.

B. Extracorporeal blood line port.

- Flush the extracorporeal blood access line by withdrawing and discarding 5 mL of blood.
- Draw 5 mL whole blood into a 5 mL syringe.

#### TEST PROCEDURE

If using the HEMOCHRON Response (software version 2.0 or higher) or 8000, the system software will quantify the protamine dose (if any) based on the PDAO test result and information provided by the user, along with the status ACT results. If using the HEMOCHRON Response (software versions below 2.0), 401 or 801, use the PDAO calculation worksheet provided with the test kit to calculate the protamine dose.

If using the Celite-activated PDAO, an FTCA510 (black top) ACT should be used. If using the kaolin-activated PDAO, an FTX-ACT (gold top) should be used.

#### Recommended Protocol

- Five minutes following initial protamine infusion, simultaneously perform a status ACT and a PDAO. From the collection syringe, dispense exactly 2.0 mL of blood into the PDAO test tube. At the same time, depress the **START** button of the appropriate HEMOCHRON test end.
- Immediately agitate the test tube vigorously from end to end ten times.
- Insert the PDAO test tube into the appropriate test well. Quickly rotate the tube clockwise. See the appropriate instrument operator manual for additional information.
- From the same collection syringe, dispense exactly 2.0 mL of blood into the ACT tube. At the same time, depress the **START** button on the appropriate HEMOCHRON test well.
- Immediately agitate the test tube vigorously from end to end ten times.
- Insert the ACT test tube into the appropriate HEMOCHRON test well. Quickly rotate the tube clockwise. See the appropriate instrument operator manual for additional information.
- At the indicator tone, record the test result.
- Determine the protamine infusion dose. See Dose Calculations below.

	8 Olsen Avenue • Edison, NJ 08820 USA tel.: 732 548 5700 • fax: 732 248 1928 www.itctmed.com
	a subsidiary of Thoratec Corporation

#### Dose Calculations

If using the HEMOCHRON Response (software version 2.0 or higher), refer to the HEMOCHRON Response Rx/Dx Operator Manual for detailed instructions on the use of this automated calculation system. If using the HEMOCHRON 8000, follow instructions in this instrument's operator manual. If using the HEMOCHRON Response with software versions below 2.0, HEMOCHRON 401 or 801, follow instructions on the PDAO worksheet provided in this kit to calculate the protamine dose.

#### Verification of heparin neutralization

Residual heparin is indicated by an ACT result more than 10% higher than the concomitant PDAO result. A PDAO result which is higher than the corresponding ACT also indicates complete neutralization of circulating heparin.

#### PRODUCT USE WARNING

**NOTE:** *Observe universal precautions at all times.*

- The blood specimen should be transferred using an appropriate transfer needle to pierce the stopper.
- Always use a two-hand technique to transfer blood. One hand securely holds the tube while the second hand dispenses the blood specimen from the syringe.
- PDAO test tubes are made of glass. They can be broken or cracked if mishandled. Do not drop or toss tubes.
- The PDAO test tubes contain a particulate activator (Celite or kaolin) as well as a material of biological origin (protamine sulfate). Do not handle the material, aerosol or ingest.
- All used test tubes containing human derived blood should be discarded in approved biohazard containers.
- Do not remove stoppers to deliver a blood sample to the tube.

#### PERFORMANCE CHARACTERISTICS

The PDA was shown in laboratory and clinical studies to detect residual heparin above 0.25 units/mL and to quantify additional minidoses of protamine (as low as 25 mg) required to obtain complete heparin neutralization.<sup>12</sup>

#### Precision

Reproducibility was determined using HEMOCHRON Quality Control for PDAO.

PDAO	Level 1				Level 2			
	Day 1	Day 2	Day 3	Combined	Day 1	Day 2	Day 3	Combined
N	3	3	3	9	3	3	3	9
Mean	126	126	121	124	331	330	345	335
Std dev	3.5	3.1	3.2	3.6	0	4.0	13.2	10.0
CV%	2.7	2.4	2.6	2.9	0	1.2	3.8	3.0

#### PDAOAK

N	5	5	4	14	5	5	4	14
Mean	122	134	126	128	391	405	403	399
Std dev	9.7	3.9	10.6	9.4	13.3	13.9	15.7	14.6
CV%	7.9	2.9	8.4	7.4	3.4	3.4	3.9	3.7

#### LIMITATIONS OF THE PROCEDURE

1. The PDAO test is affected by poor technique in the test procedure. Proper specimen/reagent mixing is required for precise and accurate testing.

2. The accuracy of the protamine dose prediction is dependent upon the accuracy of the patient's calculated blood volume. In some instances, blood volume changes during surgery may be dramatic due to excessive intravenous infusion, urinary losses, blood loss, and blood component transfusion. As with any medication by infusion, the user must be aware of these alterations because of their potential effects on the efficacy of the protamine infusion.

3. The use of additional heparin or heparinized blood products (i.e., salvaged red blood cells from the extracorporeal system) following the performance of the PDAO will negate the test results and protamine prediction. In this circumstance, the PDAO assay should be repeated to reflect the additional protamine requirements.

4. Only kaolin-activated PDAO tubes should be used for patients receiving aprotinin. Studies have not been performed utilizing other antifibrinolytic agents.

5. The PDAO test is not intended for use when the status ACT exceeds 300 seconds.

6. Test results which do not agree with expected values should be verified and thereafter evaluated by alternative diagnostic methods.

#### QUALITY CONTROL (QC)

Routine quality control testing and tracking should be a part of a comprehensive quality assurance program. HEMOCHRON Whole Blood Coagulation System Quality Control products are available to make routine QC convenient and affordable.

#### Daily QC of the Instrument

HEMOCHRON instruments should be quality controlled at two levels of control once every 8 hours of operation. To assist in accomplishing daily QC, Electronic System Verification Tubes are available and can provide multiple level (normal and abnormal) quality control checks on the instrument. A Temperature Verification Tube is also provided for every 6 months to verify that the instrument is maintaining the proper temperature 37°C ± 1°C. Any errors found in the temperature control system will also be displayed on the LCD screen by the instrument.

#### QC of HEMOCHRON Test Tubes

Each box of HEMOCHRON test tubes should be validated at least once prior to use. This can be accomplished by using the appropriate HEMOCHRON Liquid Quality Control. Acceptable performance ranges for the test tubes are included with each HEMOCHRON Quality Control Product Kit. After each individual box of test tubes has been verified, the "Performance Verified" table provided on the side panel of each test tube box should be completed. This box is now "IN CONTROL" and will not require further liquid quality control unless a shift in clinical results is experienced.

**NOTE:** *If multiple boxes are received within the same shipment, it is recommended to validate each box prior to use.*

#### REFERENCES

- Frisen RH, Hydriek DR. Heparin reversal in children following cardiopulmonary bypass. J Extra-Corporeal Tech 18:95, 1986
- Kesting J, Rush B. A simple individualized method for dose-responsive heparin and protamine administration. J Extra-Corporeal Tech 11:56, 1979
- Rivard DC, Thompson SJ. Demonstration of heparin reversal with protamine administration using an automated protamine dose assay: A comparison of two methods. AMSECT Proceedings, March 11-14, 1988
- Dutton DA, Hoshesball AP, McLaren AD, Taylor KM, Turner MA. Protamine titration after cardiopulmonary bypass. Anesthesia 38:264, 1983
- Bull BS, Huse WM, Brauer FS, Korman RA. Heparin therapy during extracorporeal circulation. II. The use of a dose-response curve to individualize heparin and protamine dosage. J Thorac Cardiovasc Surg 69:685, 1975
- Fiser WP, Fewell JE, Hill DE, Barnes RW, Read RC. Cardiovascular effects of protamine sulfate are dependent on the presence and type of circulating heparin. J Thorac Cardiovasc Surg 89:65, 1985
- Frazer RWM, Oka Y, Hong Y, Tsabo T, Loubser PG, Masoro R. Protamine induced circulatory changes. J Thorac Cardiovasc Surg 87: 687, 1984
- Horrow JC. Protamine: a review of its toxicity. Anesth Analg 64:548, 1985
- Juques AS. Protamine-antagonist to heparin. Can Med Assoc J 108:1291, 1973
- Bull BS, Korman RA, Huse WM, Briggs BD. Heparin therapy during extracorporeal circulation. I. Problems inherent in existing heparin protocols. J Thorac Cardiovasc Surg 69:674, 1975
- Hattersley PG. Activated coagulation time of whole blood. JAMA 196:436, 1966
- LaDuca FM, Zacker ML, Walker CE. Assessing heparin neutralization following cardiac surgery: Sensitivity of thrombin time-based assays versus protamine titration methods. Perfusion 14: 181-7, 1999.
- Gollub S. Heparin rebound in open heart surgery. Surg Gynecol Obstet 124:337, 1967.

#### Notwendiges Material

- HEMOCHRON Response, 8000, 801 oder zwei 401s
- Nicht silikonisierte, nicht heparinisierte 5-mL-Spritzen zur Blutprobenentnahme
- Gerade Nadel (20 Gauge oder größer) zum Transfer der Blutprobe in das Teströhrchen
- ACT-Teströhrchen, FTCA510 (schwarzer Verschluss) oder FTX-ACT (goldener Verschluss)

**VORSICHT:** *Zur Vermeidung von versehentlichen Nadelstichen sind alle Vorsichtsmaßnahmen bei der Handhabung der Spritze zu ergreifen.*

Zur Probenentnahme eine der folgenden Techniken (A oder B) anwenden:

- Dauerkanüle, venös oder arteriell (Kein Blut aus einer heparinisierten Zugangsleitung oder Dauerparapinblock entnehmen).
- Das Eintropfen der Flüssigkeit ggf. unterbrechen.

- Mit der Zweispitzenentechnik zwei 5-mL-Spritzen aufziehen und den Inhalt der ersten Spritze entsorgen.

B. Extrakorporaler Blutgefäßzugang

- Den extrakorporalen Zugang durch Entnahme und Entsorgung von 5 ml Blut durchspülen.
- 5ml Vollblut mit einer 5-mL-Spritze aufziehen.

#### TESTVERFAHREN

Beim Einsatz eines HEMOCHRON Response (Softwareversion 2.0 oder höher) oder eines 8000 bestimmt die Software die Protaminindosis (falls erforderlich), basierend auf den PDAO-Testergebnissen und den vom Anwender eingegebenen Daten zusammen mit den Ergebnissen des Status-ACT. Beim Einsatz eines HEMOCHRON Response (Softwareversionen unter 2.0) 401 oder 801 zur Berechnung der Protaminindosis das mit dem Testkit gelieferte PDAO-Berechnungstafel verwenden.

Beim Einsatz des Celite-aktivierten PDAO ist ein FTCA510 (schwarzer Verschluss) ACT-Röhrchen zu verwenden. Beim Einsatz von Kaolin-aktivierten PDAO ist ein FTX-ACT-Röhrchen (goldener Verschluss) zu verwenden.

#### Empfohlenes Vorgehen

- Fürf Minuten nach der ersten Protamingabe gleichzeitig einen Status-ACT und einen PDAO durchführen. Genau 2,0 ml Blut aus der Blutabnahmespritze in das PDAO-Teströhrchen geben. Gleichzeitig die **START**-Taste des entsprechenden HEMOCHRON-Prüfschächtes drücken.

# HEMOCHRON®

## Whole Blood Coagulation Systems

<b>Protaminindosis-Assay</b>
<b>Protamine Dose Assay (PDAO)</b>
<b>Packungsbeilage</b>
<b>Deutsch</b>

#### VERWENDUNGSZWECK

Der HEMOCHRON PDAO ist zur diagnostischen In-vitro-Protaminindosisbestimmung vorgesehen. Der PDAO ist zur Überprüfung der Heparinneutralisierung nach Beendigung kardiovaskulärer Eingriffe vorgesehen. Die Kaolin-aktivierten PDAO-Assays können auch bei Aprotinin erhaltenden Patienten eingesetzt werden. Der HEMOCHRON PDAO sollte anhand etablierter HEMOCHRON Verfahrensrichtlinien mit den HEMOCHRON Modellen 401, 801, 8000 und Response eingesetzt werden.

Zur In-vitro-Diagnose

#### ZUSAMMENFASSUNG UND ERKLÄRUNG

Die zur Neutralisierung des Heparins nach kardiovaskulären Eingriffen notwendige Protaminulfatdosis basiert üblicherweise auf dem Verhältnis zwischen Protamin und der während des Eingriffs verabreichten Heparinmenge<sup>1,3</sup> oder auf einer Protamintitrierung.<sup>2</sup> Eine genaue Bestimmung der Protaminindosis ist aufgrund der bekannten Komplikationen im Zusammenhang mit übermäßigem oder ungenügendem Protamin von Vorteil.<sup>4,5</sup>

Aufgrund der pharmakokinetischen Merkmale des Protamins ist es wichtig, die korrekte Protaminindosis zu bestimmen und zu verabreichen, um das restliche im Blutkreislauf befindliche Heparin zu neutralisieren.<sup>6</sup> Zu geringe Dosen können eine heparinbedingte Blutung verursachen und zusätzliche Protaminverabreichung zur völligen Aufhebung des Heparineffekts notwendig machen.<sup>6,7</sup> Zu hohe Protaminindosen, die öfter auftreten, können zu Blutungen aufgrund der Antikoagulations Eigenschaften des Protamins führen, wenn dies nicht an das Heparinmolekül gebunden ist.<sup>6</sup> Eine exzessive Protaminzufuhr kann auch zu schwerer Hypotonie, anaphylaktischem Schock, Verengung der Lungenblutgefäße und Herzdekompression führen.<sup>6,9</sup>

Zweck der Protaminfrierung ist die Bestimmung der genauen Protaminindosis zur vollständigen Neutralisierung des im Kreislauf befindlichen Heparins bei jedem einzelnen Patienten. Die Protaminneutralisation des Heparins in vitro führt zu einer Normalisierung der Gerinnungszeit entsprechend der In-vivo-Wirkungsweise des Medikaments.<sup>1,3,5</sup>

#### Protamine Dose Assay-O

Der PDAO-Test bietet eine bequeme Methode der Titrierung von Protamin unter Anwendung der Prinzipien der dosisbezogenen In-vitro-Heparinneutralisierung und Überprüfung der Heparinneutralisierung.<sup>12</sup> Die mit dem PDAO durchgeführte Titranalyse quantifiziert die Milligrammenge Protamin pro Milliliter Patientenblut, die zur Neutralisierung des restlichen Heparins führt und die Activated Clotting Time (ACT) auf den Ausgangswert vor der Heparinisierung zurückführt.

Der PDAO-Test ist mit Celite® (Kieselgur) oder Kaolin-Aktivatoren erhältlich. Der Celite-aktivierte PDAO-Test ist nicht zur Verwendung mit dem Protase-Inhibitor Aprotinin (Trasylol®, Bayer Corporation) vorgesehen, welcher zur Reduktion postoperativer Blutungen, speziell bei kardiopulmonalen Bypassgeräten, verabreicht werden und den Celite-aktivierten PDAO verlängern kann. Kaolin wird durch moderate Mengen Aprotinin nicht beeinflusst. DerKaolin-aktivierte PDAO kann als Alternative für die Protaminindosis-Reaktionsbewertung bei Patienten mit Aprotiningabe verwendet werden. Beim postoperativen Patienten sollen ACT und PDAO liberwacht werden, um den Bedarf an zusätzlichen Protamingaben zur Kompensierung der latenten Heparinwirkung, die möglicherweise von einem Heparinmissgieführen kann, zu bestimmen.<sup>15</sup>

Der PDAO-Test wird auf HEMOCHRON Vollblut-Koagulationsgeräten, Modell 401, 801, 8000 oder Response, durchgeführt. Der PDAO enthält die Reagenzien, um einen ACT-Test durchzuführen, außerdem die entsprechende Menge Protaminulfat, um die Präsenz von restlichem Heparin festzustellen und ggf. die entsprechende Dosis zur Neutralisation zu bestimmen.

Im Jahr 1975 veröffentlichten Bull et al<sup>1</sup> die Methode der Dosisreaktionskurve, basierend auf dem ACT-Test 1 zur individuellen Bestimmung der Heparin- und Protamin-Dosierung. 1983 beschrieben Dutton et al<sup>2</sup> eine Methode der Titrierung von Protamin unter Verwendung des HEMOCHRON 400 Systems. Bei dieser Methode werden unterschiedliche Mengen flüssigen Protamins zu den heparinisierten Blutproben gegeben, und das ACT wird jeweils für jede Probe bestimmt. Die ACT-Ergebnisse dargestellt im Verhältnis zur In-vitro-Protaminkonzentration ergeben eine Dosisreaktions-Heparinneutralisierungskurve. Die genaue benötigte Protaminkonzentration zur Normalisierung des ACT auf das Niveau vor der Heparinisierung kann aus einer solchen Kurve abgeleitet werden.

Der PDAO-Test verwendet Vollblut vom Patienten in Verbindung mit einem Status-ACT, um eine individuelle Protamin-Titrerkurve zu bilden. Die Protaminindosis wird aufgrund dieser Gerinnungstests und des Blutvolumens des Patienten berechnet. Dies kann automatisch mit dem HEMOCHRON Response (Softwareversion 2.0 oder höher) oder 8000 oder manuell mit dem beigefügten Arbeitsblatt berechnet werden.

#### REAGENZIE

Die HEMOCHRON PDAO-Teströhrchen sind zur Verwendung mit frischem Vollblut vorgesehen. Die Teströhrchen enthalten ein gefriergetrocknetes Präparat aus Protaminulfat und hinzugefügtem Aktivator, Stabilisatoren und Puffer.

- Jedes PDAO-Röhrchen (orangefarbener Verschluss) enthält Protaminulfat (0,01 mg), Kieselgur, Stabilisatoren und Puffer.

- Jedes PDAOK-Röhrchen (orangefarbener Verschluss) enthält Protaminulfat (0,01 mg), Kaolin, Stabilisatoren und Puffer.

#### LAGERUNG UND STABILITÄT

Die HEMOCHRON PDAO-Teströhrchen sollten bei kontrollierter Raumtemperatur (15–30°C) gelagert werden. Die PDAO-Röhrchen sind bis zum angegebenen Verfallsdatum haltbar. Die PDAO-Kits sollten nicht längere Zeit Temperaturen über 30°Causgesetzt werden.

#### PROBENGEWINNUNG UND HANDHABUNG

#### Geliefertes Material

- PDAO-Teströhrchen (orangefarbener Verschluss, entweder Celite- oder Kaolin-aktiviert).
- PDAO-Arbeitsblatt (ggf. für manuelle Berechnungen).

#### Notwendiges Material

- HEMOCHRON Response, 8000, 801 oder zwei 401s
- Nicht silikonisierte, nicht heparinisierte 5-mL-Spritzen zur Blutprobenentnahme
- Gerade Nadel (20 Gauge oder größer) zum Transfer der Blutprobe in das Teströhrchen
- ACT-Teströhrchen, FTCA510 (schwarzer Verschluss) oder FTX-ACT (goldener Verschluss)

**VORSICHT:** *Zur Vermeidung von versehentlichen Nadelstichen sind alle Vorsichtsmaßnahmen bei der Handhabung der Spritze zu ergreifen.*

Zur Probenentnahme eine der folgenden Techniken (A oder B) anwenden:

- Dauerkanüle, venös oder arteriell (Kein Blut aus einer heparinisierten Zugangsleitung oder Dauerparapinblock entnehmen).
- Das Eintropfen der Flüssigkeit ggf. unterbrechen.

- Mit der Zweispitzenentechnik zwei 5-mL-Spritzen aufziehen und den Inhalt der ersten Spritze entsorgen.

B. Extrakorporaler Blutgefäßzugang

- Den extrakorporalen Zugang durch Entnahme und Entsorgung von 5 ml Blut durchspülen.
- 5ml Vollblut mit einer 5-mL-Spritze aufziehen.

#### TESTVERFAHREN

Beim Einsatz eines HEMOCHRON Response (Softwareversion 2.0 oder höher) oder eines 8000 bestimmt die Software die Protaminindosis (falls erforderlich), basierend auf den PDAO-Testergebnissen und den vom Anwender eingegebenen Daten zusammen mit den Ergebnissen des Status-ACT. Beim Einsatz eines HEMOCHRON Response (Softwareversionen unter 2.0) 401 oder 801 zur Berechnung der Protaminindosis das mit dem Testkit gelieferte PDAO-Berechnungstafel verwenden.

Beim Einsatz des Celite-aktivierten PDAO ist ein FTCA510 (schwarzer Verschluss) ACT-Röhrchen zu verwenden. Beim Einsatz von Kaolin-aktivierten PDAO ist ein FTX-ACT-Röhrchen (goldener Verschluss) zu verwenden.

#### Empfohlenes Vorgehen

- Fürf Minuten nach der ersten Protamingabe gleichzeitig einen Status-ACT und einen PDAO durchführen. Genau 2,0 ml Blut aus der Blutabnahmespritze in das PDAO-Teströhrchen geben. Gleichzeitig die **START**-Taste des entsprechenden HEMOCHRON-Prüfschächtes drücken.

- Sofort das Teströhrchen zehn Mal kräftig durchschütteln.

- Das PDAO-Teströhrchen in den entsprechenden Schacht einführen. Das Röhrchen schnell im Uhrzeigersinn drehen. Weiterführende Informationen siehe Handbuch des jeweiligen Gerätes.

- Genau 2,0 ml Blut aus derselben Blutabnahmespritze in das ACT-Teströhrchen geben. Gleichzeitig die **START**-Taste des entsprechenden HEMOCHRON-Prüfschächtes drücken.

- Sofort das Teströhrchen zehn Mal kräftig durchschütteln.

- Das ACT-Teströhrchen in den entsprechenden HEMOCHRON-Prüfschacht einführen. Das Röhrchen schnell im Uhrzeigersinn drehen. Weiterführende Informationen siehe Handbuch des jeweiligen Gerätes.

- Bei akustischem Signal das Ergebnis protokollieren.

- Die Protamininfusionsdosis bestimmen. Siehe Dosisberechnung weiter unten.

#### Dosisberechnungen

# HEMOCHRON®

## Whole Blood Coagulation Systems

**Essai de dosage de la protamine**  
**Protamine Dose Assay (PDAO)**

## Notice du produit

Français

UTILISATION PRÉVUE

Le HEMOCHRON® PDAO est conçu pour l'évaluation diagnostique in vitro de la réponse à la dose de protamine. Le test PDAO est conçu pour la vérification de la neutralisation de l'héparine à la fin d'interventions de chirurgie cardiovasculaire. Les dosages PDAO actifs au kaolin peuvent également être utilisés pour des patients sous aprotinine. Le test HEMOCHRON PDAO doit être utilisé conformément aux conseils de procédure HEMOCHRON avec les modèles HEMOCHRON 401, 801, 8000 et Response.

Pour utilisation diagnostique *in vitro*

RÉSUMÉ ET EXPLICATIONS

La dose de sulfate de protamine requise pour neutraliser l'héparine après une intervention de chirurgie cardiovasculaire est généralement basée sur le ratio protamine / quantité d'héparine d'héparine administrée pendant l'intervention,<sup>1,2</sup> ou sur le titrage de la protamine.<sup>3</sup> Il est donc nécessaire de déterminer avec précision la dose de protamine, au regard des complications connues associées à un excès ou à une insuffisance de protamine.<sup>4,5</sup>

Étant données les propriétés pharmacocinétiques de la protamine, il est important de quantifier et d'administrer le bon dosage de protamine pour neutraliser l'héparine circulante résiduelle.<sup>6</sup> Une dose trop faible peut entraîner des saignements liés à l'héparine et peut nécessiter un supplément de protamine pour inverser les effets de l'héparine.<sup>6,7</sup> Une dose de protamine trop élevée, ce qui est plus courant, peut entraîner des saignements du fait des actions anticoagulantes de la protamine lorsqu'elle n'est pas liée à la molécule d'héparine.<sup>6</sup> L'administration d'un excès de protamine peut également provoquer une forte hypotension, un choc anaphylactique, une vasoconstriction pulmonaire et une décompensation cardiaque.<sup>8,9</sup>

L'objectif du titrage de la protamine est de déterminer le dosage exact de la protamine requise pour neutraliser complètement l'héparine circulante d'un patient donné. La neutralisation de l'héparine par la protamine in vitro a pour conséquence le retour à la normale de temps de coagulation, ce qui correspond aux effets in vivo de la protamine.<sup>5</sup>

Test Protamine Dose Assay-O

Le PDAO permet d'effectuer facilement le titrage de la protamine à l'aide des principes in-vitro de neutralisation de l'héparine après la course-dose-réponse et de vérification de la neutralisation de l'héparine.<sup>1,2</sup> Le titrage effectué avec le test PDAO quantifie les milligrammes de protamine par millilitre de sang nécessaires pour neutraliser l'héparine résiduelle du patient et ramener le temps de coagulation activé (ACT) au niveau de référence avant héparinisation.

Le test PDAO est disponible avec les activateurs Célite® (terre de diatomées) ou kaolin. Le test PDAO activé à la Célite n'est pas destiné à être utilisé avec de l'aprotinine inhibitrice de protéase (Trasylol®, Bayer Corporation), qui peut être administré pour réduire les saignements post-opératoires, notamment pendant une circulation extracorporelle, et peut provoquer l'effet du test PDAO activé à la Célite. Le kaolin n'est pas affecté par des doses modérées d'aprotinine. Le test PDAO activé au kaolin peut être utilisé comme alternative à l'évaluation de la réponse à l'héparine chez les patients sous aprotinine. Tout patient ayant subi une intervention chirurgicale doit être surveillé à l'aide de tests ACT et PDAO pour déterminer le besoin en protamine supplémentaire afin de compenser l'effet de l'héparine latente, qui peut provoquer une augmentation du taux d'héparine.<sup>9</sup>

Le test PDAO doit être réalisé en utilisant les modèles d'instrument de coagulation de sang total HEMOCHRON 401, 801, 8000 ou Response. Le PDAO contient les réactifs nécessaires pour effectuer un test ACT, ainsi qu'une quantité suffisante de sulfate de protamine pour identifier la présence d'héparine résiduelle et déterminer la dose appropriée (le cas échéant) pour la neutralisation.

En 1975, Bull et al<sup>1</sup> ont publié la méthode de la courbe de réponse à la dose, basée sur le ACT,<sup>1,2</sup> permettant d'individualiser les dosages d'héparine et de protamine. En 1983, Dutton et al<sup>1</sup> ont décrit une méthode de titrage de la protamine utilisant le système HEMOCHRON 400. Dans cette méthode, différentes quantités de protamine liquide sont ajoutés à des échantillons de sang hépariné et le temps ACT est alors déterminé pour chaque échantillon. Les résultats du test ACT sont associés à ceux obtenus in vitro pour la concentration de protamine, ce qui constitue une courbe dose-réponse pour la neutralisation de l'héparine. La concentration exacte de protamine nécessaire pour ramener le temps ACT à son niveau d'avant héparinisation peut alors être calculée grâce à cette courbe.

Le PDAO recourt au sang total du patient en association avec un temps ACT connu pour établir une courbe de titrage de la protamine pour chaque patient. La dose de protamine est calculée sur la base de ces temps de coagulation et sur la volémie du patient. Ce calcul est effectué automatiquement par le système HEMOCHRON Response (version 2.0 ou supérieure) ou 8000, ou manuellement à l'aide de la feuille de calcul fournie.

RÉACTIFS

Les tubes de test HEMOCHRON PDAO sont conçus pour recueillir du sang total frais. Les tubes de test contiennent une préparation lyophilisée de sulfate de protamine avec activateur stabilisant et tampons.

- Chaque tube à essai à bouchon orange PDAO contient du sulfate de protamine (0,01 mg), de la terre de diatomées, des stabilisants et des tampons.

- Chaque tube à essai à bouchon orange PDAOK contient du sulfate de protamine (0,01 mg), du kaolin, des stabilisants et des tampons.

STOCKAGE ET STABILITÉ

Les tubes de test HEMOCHRON PDAO doivent être stockés à température ambiante, contrôlée de manière à être comprise entre 15 et 30 °C. Les tubes PDAO sont stables jusqu'à la date de péremption indiquée. Éviter d'exposer de manière prolongée les kits PDAO à des températures dépassant 30 °C.

PRÉLEVEMENT ET MANIPULATION D'ÉCHANTILLONS

Matériels fournis

- Feuille de test PDAO (bouchon orange ; activé à la Célite ou au kaolin, selon le cas).
- Feuille de calcul PDAO (pour les calculs manuels si nécessaire).

Matériels nécessaires

- HEMOCHRON Response, 8000, 801 ou deux 401.
- Seringues non siliconées, non héparinées de 5 mL pour le prélèvement des échantillons sanguins.
- Aiguille droite 20G ou plus large pour le transfert de l'échantillon sanguin dans le tube de test.
- Tube de test ACT FTCA510 (bouchon noir) ou FTK-ACT (bouchon doré), selon le cas.

**ATTENTION : TOUTES LES PRÉCAUTIONS DOIVENT ÊTRE PRISES POUR UTILISER LA TECHNIQUE DE MANIPULATION DES SÉRINGSUES ADAPTÉE AFIN D'ÉVITER TOUTE BLESSURE ACCIDENTELLE.**

Pour le prélèvement, suivre la technique appropriée (A ou B) :

A. Cathéter veineux ou artériel à demeure. Ne pas prélever de sang provenant d'un cathéter hépariné ou d'un verrou d'héparine à demeure.

- Interrompre le goutte-à-goutte, si nécessaire.
  - À l'aide d'une technique à double seringue, aspirer deux seringues de 5 mL et jeter le premier prélèvement de 5 mL.
- B. Raccord de ligne sanguine extracorporelle.
- Purger la ligne sanguine extracorporelle en aspirant et en jetant 5 mL de sang.
  - Prélever 5 mL de sang total dans une seringue de 5 mL.

PROCÉDURE DE TEST

Si vous utilisez le système HEMOCHRON Response (version 2.0 ou supérieure) ou 8000, le logiciel du système quantifie la dose de protamine (le cas échéant) en fonction des résultats du test PDAO et des informations données par l'utilisateur, ainsi que des résultats du test ACT de référence. Si vous utilisez le système HEMOCHRON Response (versions inférieures à 2,0), 401 ou 801, reportez-vous à la feuille de calcul PDAO fournie avec le kit de test pour calculer la dose de protamine.

Si vous utilisez le test PDAO activé à la Célite, un tube ACT FTCA510 (bouchon noir) doit être employé. Si vous utilisez le test PDAO activé au kaolin, un tube FTK-ACT (bouchon doré) doit être employé.

Protocole recommandé

- Cinq minutes après la première administration de protamine, effectuer simultanément un test ACT et un test PDAO. En utilisant la seringue de prélèvement, déposer exactement 2,0 mL de sang dans le tube de test PDAO. Appuyer simultanément sur le bouton START (DÉPART) du puits de test HEMOCHRON correspondant.
- Agiter immédiatement et vigoureusement le tube à essai dix fois.

3. Insérer le tube de test PDAO dans le puits de test approprié. Tourner rapidement le tube dans le sens des aiguilles d'une montre. Voir le manuel d'utilisation de l'instrument approprié pour plus d'informations.

4. En utilisant la seringue de prélèvement, déposer exactement 2,0 mL de sang dans le tube à essai ACT. Appuyer simultanément sur le bouton START (DÉPART) du puits de test HEMOCHRON correspondant.

5. Agiter immédiatement et vigoureusement le tube à essai dix fois.

6. Insérer le tube de test ACT dans le puits de test HEMOCHRON approprié. Tourner rapidement le tube dans le sens des aiguilles d'une montre. Voir le manuel d'utilisation de l'instrument approprié pour plus d'informations.

7. Au signal sonore, enregistrer le résultat du test.

8. Déterminer la dose de protamine à administrer. Voir le paragraphe Calcul des doses ci-dessous.

Calcul des doses

Si vous utilisez le système HEMOCHRON Response (version 2.0 ou supérieure), consultez le manuel d'utilisation RxDx du système HEMOCHRON Response pour obtenir les instructions détaillées quant à l'utilisation du système de calcul automatique. Si vous utilisez le système HEMOCHRON 8000, suivez les instructions du présent manuel d'utilisation. Si vous utilisez le système HEMOCHRON Response (versions inférieures à 2,0), HEMOCHRON 401 ou 801, suivez les instructions de la feuille de calcul PDAO fournie avec ce kit pour calculer la dose de protamine. Vérification de la neutralisation de l'héparine.

Vérification de la neutralisation de l'héparine

L'héparine résiduelle est signalée par un résultat du test ACT supérieur de plus de 10 % au résultat du test PDAO effectué en même temps. Inversement, un résultat du test PDAO supérieur au temps ACT correspondant est le signe d'une neutralisation complète de l'héparine circulante.

AVERTISSEMENTS LIÉS À L'UTILISATION DU PRODUIT

REMARQUE: *Observer les précautions d'usage à tout moment.*

- L'échantillon de sang doit être transféré à l'aide d'une aiguille de transfert adaptée pour percer le septum.
- Toujours utiliser une technique à deux mains pour transférer le sang. Une main tient fermement le tube pendant que la seconde main dépose l'échantillon de sang.
- Les tubes à essai PDAO sont en verre. S'ils sont mal manipulés, ils peuvent se briser ou se fissurer. Ne pas faire tomber ou lancer les tubes.
- Les tubes à essai PDAO contiennent un activateur de particule (Célite® ou kaolin) ainsi que du matériel d'origine biologique (sulfate de protamine). Ne pas manipuler, pulvériser ou ingérer ce matériel.
- Tous les tubes à essai utilisés et contenant du sang d'origine humaine doivent être jetés dans des conteneurs agréés pour l'élimination des déchets présentant un risque biologique.
- Ne pas retirer les bouchons pour refouler l'échantillon de sang dans le tube à essai.

CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE

En laboratoire et lors des études cliniques, le test PDA a permis de détecter l'héparine résiduelle au-delà de 0,25-unités/ml et de quantifier les milidoses de protamine complémentaires (à partir de 25 mg) nécessaires pour obtenir une neutralisation complète de l'héparine.<sup>12</sup>

Précision

La reproductibilité a été déterminée via le contrôle qualité HEMOCHRON pour le test PDAO.

	Niveau 1				Niveau 2			
PDAO	Jour 1	Jour 2	Jour 3	Combiné	Jour 1	Jour 2	Jour 3	Combiné
N	3	3	3	9	3	3	3	9
Moyenne	126	126	121	124	331	330	345	335
ET	3,5	3,1	3,2	3,6	0	4,0	13,2	10,0
% CV	2,7	2,4	2,6	2,9	0	1,2	3,8	3,0

PDAOK

	5	5	4	14	5	5	4	14
Moyenne	122	134	126	128	391	405	403	399
ET	9,7	3,9	10,6	9,4	13,3	13,9	15,7	14,6
% CV	7,9	2,9	8,4	7,4	3,4	3,4	3,9	3,7

LIMITES DE LA PROCÉDURE

1. Le test PDAO est affecté par l'emploi d'une mauvaise technique dans la procédure de test. Le mélange adéquat des échantillons/réactifs est indispensable pour obtenir des dosages précis et exacts.

2. La précision de la prévision de la dose de protamine dépend de la précision avec laquelle la volémie du patient a été calculée. Dans certains cas, les variations de volémie pendant l'intervention chirurgicale peuvent être considérables en raison de l'administration excessive de fluide en intraveineux, de pertes urinaires, de pertes sanguines et de la transfusion de composants sanguins. Comme avec tout médicament administré par perfusion, l'utilisateur doit être conscient de ces modifications en raison de leurs effets potentiels sur l'efficacité de l'administration de protamine.

3. L'utilisation d'héparine supplémentaire ou de produits sanguins héparinés (par exemple, des globules rouges récupérés à partir d'un système de circulation extracorporelle) après un dosage PDAO rend caducs les résultats du test et la prévision de protamine. Dans ce cas, le dosage PDAO doit être recommencé pour refléter les besoins en protamine supplémentaire.

4. Seuls des tubes PDAO actifs au kaolin doivent être utilisés chez les patients sous aprotinine. Aucune étude n'a été réalisée en utilisant d'autres agents antifibrinolytiques.

5. Le test PDAO n'est pas conçu pour être utilisé lorsque le temps ACT dépasse 300 secondes.

6. Les résultats des tests qui ne correspondent pas aux valeurs écrites doivent être vérifiés puis évalués par d'autres moyens diagnostiques.

CONTRÔLE QUALITÉ (CQ)

Les tests et le suivi du contrôle qualité de routine doivent être intégrés à un programme d'assurance qualité complet. Il existe des produits de contrôle qualité du système de coagulation de sang total HEMOCHRON qui facilitent le CQ de routine et le rendent abordable.

CQ quotidien de l'instrument

Au minimum, la qualité de tous les instruments HEMOCHRON doit être contrôlée aux deux niveaux de performance, y compris les plages normale et anormale, toutes les 8 heures d'utilisation.

Pour faciliter la réalisation du CQ journalier, il existe des tubes de vérification du système électronique qui fournissent de multiples vérifications du contrôle qualité à différents niveaux (normal et anormal) sur l'instrument. Un tube de vérification de la température est également fourni. On utilise tous les 6 mois pour vérifier que l'instrument maintient la température appropriée de 37°C ± 1°C. Toute erreur détectée dans le système de contrôles de la température est affichée aussi à l'écran de l'afficheur LCD par l'instrument.

CQ DES TUBES À ESSAI HEMOCHRON

Chaque boîte de tubes à essai HEMOCHRON doit être validée au moins une fois avant utilisation. Ceci peut être réalisé en utilisant le produit liquide de contrôle qualité HEMOCHRON approprié. Les plages de valeurs acceptables pour les caractéristiques de performance des tubes à essai sont incluses dans le kit de produits de contrôle qualité HEMOCHRON. Après avoir vérifié chaque boîte de tubes à essai, compléter le tableau « Performance Verified » (Performance vérifiée) situé sur le côté de chaque boîte. Cette boîte est désormais «-IN CONTROL » (Contrôlée) et il n'est pas nécessaire d'effectuer d'autres contrôles sur s'il apparaît un décalage dans les résultats cliniques-obtenus.

**REMARQUE : Si plusieurs boîtes sont reçues lors du même envoi, il est recommandé de valider chaque boîte avant utilisation.**

RÉFÉRENCES

- Friesen RH, Hydrick DR. Heparin reversal in children following cardiopulmonary bypass. J Extra-Corporal Tech 1895, 1986
- Kesting J, Rash B. A simple individualized method for dose-responsive heparin and protamine administration. J Extra-Corporal Tech 11:56, 1979
- Rivard DC, Thompson SJ. Demonstration of heparin reversal with protamine administration using an automated protamine dose assay: A comparison of two methods. AMSECT Proceedings March 11-14, 1988
- Dutton DA, Hotherhall AP, McLaren AD, Taylor KM, Turner MA. Protamine titration after cardiopulmonary bypass. Anesthesia 38:264, 1983
- Bull BS, Huse WM, Brauer FS, Korman RA. Heparin therapy during extracorporeal circulation. II. The use of a dose-response curve to individualize heparin and protamine dosage. J Thorac Cardiovasc Surg 69:685, 1975
- Fiser WP, Fewell JE, Hill DE, Barnes RW, Read RC. Cardiovascular effects of protamine sulfate are dependent on the presence and type of circulating heparin. J Thorac Cardiovasc Surg 89:63, 1985
- Frazer RWM, Oka Y, Hong Y, Tsubo T, Louber PG, Mason R. Protamine induced circulatory changes. J Thorac Cardiovasc Surg 87: 687, 1984
- Horrow JC. Protamine - a review of its toxicity. Anesth Analg 64:348, 1985
- Jaques AS. Protamine-antagonism to heparin. Can Med Assoc J 108:1291, 1973
- Bull BS, Korman RA, Huse WM, Briggs BD. Heparin therapy during extracorporeal circulation. I. Problems inherent in existing heparin protocols. J Thorac Cardiovasc Surg 69:674, 1975
- Hattersley PG. Activated coagulation time of whole blood. JAMA 196:436, 1966
- LaDuca FM, Zucker ML, Walker CE. Assessing heparin neutralization following cardiac surgery: Sensitivity of thrombin time-based assays versus protamine titration methods. Perfusion 14: 181-7, 1999
- Gollub S. Heparin rebound in open heart surgery. Surg Gynecol Obstet 124:337, 1967.

# HEMOCHRON®

## Whole Blood Coagulation Systems

Test della dose di protamina

Protamine Dose Assay (PDAO)

## Foglietto illustrativo

Italiano

USO PREVISTO

HEMOCHRON® PDAO è studiata per la determinazione diagnostica in vitro della dose di protamina. PDAO è prevista per l'utilizzo nella verifica della neutralizzazione dell'eparina al completamento di un intervento chirurgico cardiovascolare. È possibile inoltre utilizzare l'analisi PDAO attivata con caolino per i pazienti sottoposti a somministrazione di aprotinina. La HEMOCHRON PDAO deve essere utilizzata seguendo le linee guida procedurali HEMOCHRON stabilite per i modelli HEMOCHRON 401, 801, 8000 e Response.

Per uso diagnostico *in vitro*

RIASSUNTO E SPIEGAZIONE

La dose di solfato di protamina necessaria per neutralizzare l'eparina in seguito a un intervento chirurgico cardiovascolare si basa generalmente sul rapporto tra protamina e quantità di eparina somministrata durante l'intervento<sup>1,2</sup> oppure sulla titolazione della protamina.<sup>3,4</sup> La determinazione precisa della dose di protamina è vantaggiosa in vista delle note complicanze associate a una quantità eccessiva o insufficiente di protamina.<sup>5,6</sup>

4. Les tubes à essa PDAO contiennent un activateur de particule (Célite® ou kaolin) ainsi que du matériel d'origine biologique (sulfate de protamine). Ne pas manipuler, pulvériser ou ingérer ce matériel.

5. Tous les tubes à essai utilisés et contenant du sang d'origine humaine doivent être jetés dans des conteneurs agréés pour l'élimination des déchets présentant un risque biologique.

6. Ne pas retirer les bouchons pour refouler l'échantillon de sang dans le tube à essai.

CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE

En laboratoire et lors des études cliniques, le test PDA a permis de détecter l'héparine résiduelle au-delà de 0,25-unités/ml et de quantifier les milidoses de protamine complémentaires (à partir de 25 mg) nécessaires pour obtenir une neutralisation complète de l'héparine.<sup>12</sup>

Précision

	Niveau 1				Niveau 2			
PDAO	Jour 1	Giorno 2	Giorno 3	Combinato	Giorno 1	Giorno 2	Giorno 3	Combinato
N	3	3	3	9	3	3	3	9
Média	126	126	121	124	331	330	345	335
Dev.std	3,5	3,1	3,2	3,6	0	4,0	13,2	10,0
CV %	2,7	2,4	2,6	2,9	0	1,2	3,8	3,0

L'analisi PDAO è disponibile con gli attivatori Célite® (farina fossile) o caolino. L'analisi PDAO attivata con Célite non è prevista per l'uso con gli inibitori della proteasi, quali l'aprotinina (Trasylol®, Bayer Corporation), che potrebbe essere somministrata per diminuire le emorragie postopere, soprattutto nel caso di chirurgia con bypass cardiopolmonare, e possono prolungare PDAO attivato mediante Célite. Dosi moderate di aprotinina non influiscono sul caolino. La PDAO attivata con caolino può essere utilizzata come alternativa alla valutazione della risposta alla dose di protamina nei pazienti sottoposti a somministrazione di aprotinina. Il paziente in fase post operatoria deve essere monitorato mediante l'esecuzione di analisi ACT e PDAO per determinare la necessità di somministrare una dose aggiuntiva di protamina per compensare l'effetto latente dell'eparina, che potrebbe causare un rimbalzo di eparina.<sup>9</sup>

L'analisi PDAO è condizionata da una tecnica inadeguata nella procedura di analisi. Per un'analisi precisa e accurata è necessaria una miscela corretta di reagenti/campione.

2. La precisione della previsione della dose di protamina dipende dalla precisione del volume del sangue calcolato del paziente. In alcuni casi, modifiche del volume del sangue durante l'intervento chirurgico possono essere notevoli a causa dell'infusione di fluido intravenoso, perdita urinaria, emorragie e trasfusioni di componenti del sangue. Come per l'infusione di altri medicinali, l'operatore deve essere consapevole di queste alterazioni, a causa dei loro potenziali effetti sull'efficacia dell'infusione di protamina.

3. L'utilizzo di una quantità aggiuntiva di eparina o di prodotti sanguigni estrinseci (ossia, globuli rossi recuperati dal sistema extracorporeo) in seguito all'effecuzione dell'analisi PDAO renderà negativi i risultati dell'analisi e la previsione di protamina. In questo caso, occorre ripetere l'analisi PDAO per riflettere le necessità di protamina aggiuntiva.

4. È possibile utilizzare solo le provette PDAO attivate con caolino per i pazienti a cui è somministrata l'aprotinina. Non sono stati eseguiti studi utilizzando altri agenti antifibrinolitici.

5. L'analisi PDAO non è prevista per l'uso con un ACT superiore a 300 secondi.

6. I risultati dell'analisi non conformi ai valori attesi devono essere verificati e quindi valutati con metodi diagnostici alternativi.

CONTRULLO DELLA QUALITÀ (CQ)

Le procedure di analisi e registrazione del controllo della qualità ordinario devono essere parte di un programma di garanzia della qualità completo. I prodotti per il controllo della qualità di sistema di coagulazione sangue intero HEMOCHRON sono disponibili per eseguire controlli della qualità ordinari agevolvi e a prezzi convenienti.

CQ giornaliero dello strumento

La qualità di tutti gli strumenti HEMOCHRON deve essere controllata a due livelli di prestazione una volta ogni 8 ore di funzionamento.

Per eseguire il controllo della qualità quotidiano, sono disponibili provette per la verifica elettronica del sistema che consentono verificare del controllo della qualità dello strumento a livelli multipli (normale e anormale). E fornisce anche una provetta per la verifica della temperatura, da utilizzare una volta ogni 6 mesi, per accertare che lo strumento mantenga la temperatura corretta di 37 °C ± 1 °C. Eventuali errori riscontrati nel sistema di controllo della temperatura saranno visualizzati dallo strumento sullo schermo LCD.

CQ delle provette per analisi HEMOCHRON

Ogni scatola di provette per analisi HEMOCHRON deve essere convalidata almeno una volta prima dell'utilizzo. Questa operazione va eseguita utilizzando l'apposito mezzo liquido HEMOCHRON di controllo della qualità. I valori di prestazione accettabili per le provette sono inclusi con ogni kit di prodotto di controllo qualità HEMOCHRON. Dopo aver verificato ogni singola scatola di provette, occorre compilare la tabella "Performance Verified" (prestazione verificata) collocata sul lato della scatola. La scatola è ora "IN CONTROLLO (SOTTO CONTROLLO)" e non richiederà ulteriori controlli della qualità dei liquidi, eccetto in caso di modifiche dei risultati clinici.

**NOTA: qualora si ricevessero scatole multiple all'interno della stessa spedizione, si consiglia di convalidare ogni singola scatola prima dell'uso.**

RIFERIMENTI

- Friesen RH, Hydrick DR. Heparin reversal in children following cardiopulmonary bypass. J Extra-Corporal Tech 1895, 1986
- Kesting J, Rash B. A simple individualized method for dose-responsive heparin and protamine administration. J Extra-Corporal Tech 11:56, 1979
- Rivard DC, Thompson SJ. Demonstration of heparin reversal with protamine administration using an automated protamine dose assay: A comparison of two methods. AMSECT Proceedings, March 11-14, 1988
- Dutton DA, Hotherhall AP, McLaren AD, Taylor KM, Turner MA. Protamine titration after cardiopulmonary bypass. Anesthesia 38:264, 1983
- Bull BS, Huse WM, Brauer FS, Korman RA. Heparin therapy during extracorporeal circulation. II. The use of a dose-response curve to individualize heparin and protamine dosage. J Thorac Cardiovasc Surg 69:685, 1975
- Fiser WP, Fewell JE, Hill DE, Barnes RW, Read RC. Cardiovascular effects of protamine sulfate are dependent on the presence and type of circulating heparin. J Thorac Cardiovasc Surg 89:63, 1985
- Frazer RWM, Oka Y, Hong Y, Tsubo T, Louber PG, Mason R. Protamine induced circulatory changes. J Thorac Cardiovasc Surg 87: 687, 1984
- Horrow JC. Protamine - a review of its toxicity. Anesth Analg 64:348, 1985
- Jaques AS. Protamine-antagonism to heparin. Can Med Assoc J 108:1291, 1973
- Bull BS, Korman RA, Huse WM, Briggs BD. Heparin therapy during extracorporeal circulation. I. Problems inherent in existing heparin protocols. J Thorac Cardiovasc Surg 69:674, 1975
- Hattersley PG. Activated coagulation time of whole blood. JAMA 196:436, 1966
- LaDuca FM, Zucker ML, Walker CE. Assessing heparin neutralization following cardiac surgery: Sensitivity of thrombin time-based assays versus protamine titration methods. Perfusion 14: 181-7, 1999
- Gollub S. Heparin rebound in open heart surgery. Surg Gynecol Obstet 124:337, 1967.

Se si utilizzano le analisi PDAO attivate con Célite, occorre utilizzare una provetta FTCA510 (tappo nero) ACT. Se si utilizzano le analisi PDAO attivate con caolino, occorre utilizzare una provetta FTK-ACT (tappo dorato).

Protocollo consigliato

- Cinque minuti dopo l'infusione iniziale di protamina, eseguire contemporaneamente un'analisi ACT di stato e PDAO. Versare esattamente 2 mL di sangue dalla siringa di raccolta nella provetta per l'analisi PDAO. Prencere contemporaneamente il tasto **START** (AVVIO) del puzetto di analisi HEMOCHRON opportuno.
- Agitare immediatamente e vigorosamente la provetta per analisi per dieci volte con movimento a 180°.

3. Inscire la provetta per analisi PDAO nel pozzetto di analisi opportuno. Ruotare velocemente la proveta in senso orario. Per ulteriori informazioni, consultare il Manuale per l'operatore dello strumento opportuno.

4. Versare esattamente 2,0 mL di sangue dalla stessa siringa di raccolta nella provetta ACT. Prencere contemporaneamente il tasto **START** (AVVIO) del pozzetto di analisi HEM